

021.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	021.2000	(44.100.2341)
Tanımı	BAĞIRSAK TEMİZLEME (TARAMA) MAKİNASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	12581,00	960,00	0,00
2019	15064,00	0,00	0,00
2018	11559,00	882,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BAĞIRSAK TEMİZLEME (TARAMA) MAKİNASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Aynı anda 8 adet sığır bağırsağı temizleme kapasiteli, 65oC sıcak su ile çalışan makine. 1,5 HP ve 1500 d/dk motor, kaplinle hareketini fırça miline aktarmakta, makinenin iki tarafında dişli kutuları yardımı ile makine içerisindeki diğer fırça mili ile 2 adet lastik tamburları belli oranda devir düşürülmek suretiyle aktarılır. Motor tarafındaki dişliler fiberden imal edilmektedir. Burada giriş devri fazla olduğundan sessiz çalışması için fiber seçilmiştir. Diğer taraftaki dişliler Ç 8620 kalite malzemeden yapılmış ve yağ içerisinde çalışmaktadır. Gövde ile dişli kutuları arasında su girişini önlemek için kauçuk keçeler kullanılmıştır. Dişli kutuları Alüminyum döküm, şase NPU 80 profilden, fırça bağlantı cıvataları paslanmaz, makine içinde dışarıdan ara mesafeleri ayarlanabilen 2 adet fırçalık bulunmakta ve her fırçalıkta özel yapılmış paslanmaz baskılı 120 adet plastik fırça bulunmaktadır. Makinenin üst tarafında bağırsakların belli hatvelerde verilmesini sağlayan ahşaptan yapılmış kılavuz bulunmaktadır. Kılavuzdan bağırsaklar makineye verildiğinde bağırsak uçları makinede bulunan lastik tamburların arasına inmekte ve tamburlar bağırsakları belli bir hızla çektikleri gibi aralarındaki mesafe ayarı sayesinde bağırsağı ezmekte, yine bağırsakların lastik tamburun geldiği yerde sıcak su verilmektedir. Lastik tamburdan geçen bağırsakların üzerindeki yağlar fırçalar yardımı ile temizlenmekte ve bu temizlenen bağırsaklar ters çevrilmek suretiyle aynı işlem yenilenmektedir. Makinenin komple işyerinde montajı ve çalışır durumda teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.